


3-Funktionspritze

MC 3FP/3FP-S Spritze

In abgewinkelter oder gerader Form



- ① Luft
- ② Wasser
- ③ Softgrip

VORTEILE

- Sehr leicht! Gewicht (ohne Schlauch) 35 g
- Spritzekopf abnehmbar – zur leichten Reinigung/Desinfektion
- Softgrip zur rutschfreien Bedienung
- Kanüle Quick-Disconnect
- Kanülenaufnahme für: Einwegkanülen, Stropko Irrigator, sterilisierbare Metallkanülen
- CE-konform
(Weitere Details und Vorteile auf der Rückseite)

SOFTGRIPS LIEFERBAR IN DEN FARBEN



quarzgrau

pink

violett

lichtblau

grün

3-Funktionsspritze

DETAILS

- Gewicht **nur 35 g** – ca. 2/3 leichter als eine handelsübliche Metallspritze
- Kanülenaufnahme mit Quick-Disconnect-Schnellanschluss für: Einwegkanülen, Stropko Irrigator, sterilisierbare Metallkanülen
- Klare Wasser- und Lufttrennung. Trennung nach europäischem Standard (Luft links; Wasser rechts) oder auch nach US-Standard (Luft rechts, Wasser links).
- Luft und Wasser sehr gut dosierbar durch leichtgängige Druckknöpfe.
- Geringster Wärmeverlust durch die HTC-Polyacetal-Ausführung.
- Softgrip zur rutschfreien und sicheren Bedienung.
- Servicefreundliche Betätigungsventile.
- Kein Metallabrieb am Instrumentenhalter.
- Anbringung Ihres Firmenlogos möglich (auf Anfrage).
- **Optional:** Spritzekopf abnehmbar zur leichten Reinigung; mit Schnellabschaltung für Wasser und Luft im Schlauch.
- CE-konform



Adapter für Desinfektionsvorgang
(verfügbar für Version mit dem abnehmbaren Spritzekopf)

! Hülsen erhältlich für diverse Köchergrößen. (Bitte geben Sie uns an, welche Spritze vorher im Köcher verwendet wurde)!

Hülsen entsprechen in etwa dem Durchmesser einer...



Alles aus einer Hand!

Mytronic hat eine eigene Entwicklungsabteilung, einen eigenen Werkzeug- und Formenbau und produziert mit einer Fertigungstiefe von über 90%. Dadurch können Produktinnovationen schnell umgesetzt und ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet werden. Mytronic ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485.

Mytronic GmbH

Riedelbach | Technologiepark
In den Ensterwiesen 7
61276 Weilrod | Germany

Tel +49 (0) 6083 95989-0
Fax +49 (0) 6083 95989-11
info@mytronic-dental.com