

MedtroSmart Dental-Einheit

MedtroSmart

Dental-Einheit für pneumatisch betriebene Instrumente

VORTEILE

- Kleine, robuste und wartungsarme Dental-Einheit
- Beinhaltet:
 - 1 x MC 3 FP-S Spritze
 - 2 x 4-Loch-Turbineanschluss (für Turbinen, Luftmotoren oder Air-Scaler)
 - Schläuche inkl. Rückluftsammler und geräteseitiger Kupplung
 - separates Wasserflaschensystem „Clean Water“
 - abnehmbarer pneumatischer Fußschalter mit geräteseitiger Steckkupplung
- Eloxiertes Aluminium Gehäuse
- Mit Wandaufhängung oder Montagewinkel
- Abnehmbare Instrumentenablage zur leichteren Reinigung
- Zum Betrieb lediglich Druckluftanschluss notwendig
- Zugelassenes Medizinprodukt
- Laserung Ihres Firmenlogos auf Anfrage möglich

(Lieferung erfolgt ohne Instrumente)



MedtroSmart Dental-Einheit


MedtroSmart Plus

Dental-Einheit für pneumatisch betriebene Instrumente

VORTEILE

- Kleine, robuste und wartungsarme Dental-Einheit
- Beinhaltet:
 - 1 x MC 3 FP-S Spritze
 - 2 x 4-Loch-Turbineanschluss (für Turbinen, Luftmotoren oder Air-Scaler)
 - Schläuche inkl. Rückluftsammler und geräteseitiger Kupplung
 - separates Wasserflaschensystem „Clean Water“
 - abnehmbarer pneumatischer Fußschalter mit geräteseitiger Steckkupplung
- Corian Gehäuse
- Mit Wandaufhängung oder Montagewinkel
- Abnehmbare Instrumentenablage zur leichteren Reinigung
- Zum Betrieb lediglich Druckluftanschluss notwendig
- Zugelassenes Medizinprodukt

(Lieferung erfolgt ohne Instrumente)



Alles aus einer Hand!

Mytronic hat eine eigene Entwicklungsabteilung, einen eigenen Werkzeug- und Formenbau und produziert mit einer Fertigungstiefe von über 90%. Dadurch können Produktinnovationen schnell umgesetzt und ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet werden. Mytronic ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485.

Mytronic GmbH

Riedelbach | Technologiepark
In den Ensterwiesen 7
61276 Weilrod | Germany

Tel +49 (0) 6083 95989-0
Fax +49 (0) 6083 95989-11
info@mytronic-dental.com