

ADEC SYSTEM

Wasserflaschensystem Clean Water

UMBAUSATZ FÜR ADEC® BOTTLE SYSTEM



Volumen der
Wasserflasche:
1,0 Liter

Mytronic
Wasserflaschensystem



ADEC® Bottle System



Einfache Montage
an bestehendes
ADEC® Bottle System



Individuell
konfigurierbare
Anschlussnippel
für Wasser und Luft

Mytronic Wasser-
flaschenaufnahme für
ADEC® Bottle System

WASSERFLASCHENAUFNAHME FÜR ADEC® BOTTLE SYSTEM

- Einfache Umrüstung des Mytronic Wasserflaschensystems an das ADEC® Bottle System
- Anschluss der Wasserflasche an die Druckluft (reduziert durch einen automatischen Druckregler)
- Automatisches Stoppen des Luftdrucks beim Wechseln der Wasserflasche

Alles aus einer Hand!

Mytronic hat eine eigene Entwicklungsabteilung, einen eigenen Werkzeug- und Formenbau und produziert mit einer Fertigungstiefe von über 90%. Dadurch können Produktinnovationen schnell umgesetzt und ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet werden. Mytronic ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485.

Mytronic GmbH

Riedelbach | Technologiepark
In den Ensterwiesen 7
61276 Weilrod | Germany

Tel +49 (0) 6083 95989-0
Fax +49 (0) 6083 95989-11
info@mytronic-dental.com